

**A Device Generic Name**

Injectable Dermal Filler

**B Description**

MONALISA is a sterile, transparent gel of stabilized hyaluronic acid of non-animal origin. MONALISA is supplied in a glass syringe with a luer-lock fitting. The contents of the syringe have been sterilized using moist heat. The product is for single use only. Disposable sterile needles are provided with syringe. Information about size of the needle is printed on its packaging.

**C Intended Use**

MONALISA Filler is intended to be used for soft tissue augmentation and restoration of facial lipoatrophy in patients over the age of 21.

**D Indication for use**

1. Precautions Before Use  
- Use the product after examining the packaging for damage or contamination of the product and checking the expiration date. Do not use expired/damaged, or contaminated products.

- The patient must be informed of the purpose, expected results, precautions, and possible adverse events before treatment.  
- Proper informed consent is essential to obtain favorable results. Injection technique of the manufacturer prior to initial injection is important for a more successful injection.

- Only qualified medical professionals must administer the treatment.

## 2. Treatment Procedure

- The use of sterile needles and cannula matching the Luer-lock specifications of the syringe is essential for safety and efficacy.

- The needle must be correctly attached to the syringe for safety. Incorrect attachment can result in the detachment of the syringe and the needle. Hold the junction of the syringe and the Luer-lock with one hand and the sterile needle shield with the other.

- Rotate the needle to securely fit to the syringe.  
- The treatment area is to be disinfected with aseptic solution.

- Do not bend the needle to prevent breakage.

- The product should be injected into the dermis or the lower part of the dermis.

- To remove air from the interior of the syringe, press the rod slowly until there is a small drop at the tip of the needle.

- Aspirate before use is recommended when using a needle. Inject content while slowly pulling the needle backwards.

- Stop injection before fully pulling out the needle.

- Use a new needle and cannula for each injection site.

- Massage the injection site following injection to facilitate conformation to surrounding tissue.

- Periodic additional treatment helps to achieve desired results. The treatment can be adjusted depending on the patient's needs and the preference of the patient.

3. Storage Following Use  
- Dispose of used and over products including needles and canulas after procedure.

- Due to possible risks of contamination, distortion, and infection, left over products are not to be reused.

- The reuse of this product, a single use medical device, is prohibited.

**E Precautions During Use**

## 1. Warning

- This product is to be used only for intradermal injections.

- This product is not to be injected into blood vessels.

- Unintended introduction into blood vessels could cause occlusion and thrombosis.

- When injected into blood vessel, this may result in serious side effect, such as blindness, it is suggested not to use this filler around middle of forehead having a thin skin and a high probability that injected into blood vessels. So pay special attention when operating.

- Stop injection if the injection site becomes pale, and massage the treatment site until it returns to a normal color.

- The product is not to be used on patients with bleeding disorders or those taking thrombolytics or anti-coagulants.

- This product is not to be re-sterilized.

- This product is not to be mixed with other products before injection.

2. Precautions Regarding Age, Sex, and Physical Conditions

- Do not use product into an area where another manufacturer's product is present. Do not inject the product into areas where non-injectable implants are already present.

3. Storage Following Use  
- Dispose of used and over products including needles and canulas after procedure.

- Due to possible risks of contamination, distortion, and infection, left over products are not to be reused.

- The reuse of this product, a single use medical device, is prohibited.

**F Mass / Packing Unit**

Refer to bottom of the package

**G Storage**

1. Store at room temperature (2 ~ 25°C)

2. Protect from sunlight

3. Do not freeze the product

**H Expiration Date**

Refer to bottom of the package

**I Article**

Biomatériau pour la restauration des tissus

**J Symbols**

Catalogue number

Date of manufacture

Use-by date

Batch code

Do not re-use

Do not sterilize

Manufacturer

Caution

Temperature Limit

Do not use if package is damaged

Keep away from sunlight

Authorized representative

Unique device identifier

Consult instructions for use

Medical device

Sterilized using steam heat

Single sterile barrier system with protective packing outside

Fragile, handle with care

**K Handling method**

langsam und vorsichtig

Luer-lock

Hold the junction of the syringe and the Luer-lock with one hand and the sterile needle shield with the other. Rotate the needle to securely fix it to the syringe.

X

Never rotate the needle!

Never touch the needle!

Never touch the Luer-lock!

Never touch the syringe!

Never touch the hub!

Never touch the needle!

Never touch the hub!

Never touch the needle!</

**A NOME GENÉRICO**

Preenchedor dérmico

**B DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

MONALISA é um dispositivo médico estéril de uso único em forma de gel transversal e utilizado o ácido hialurônico como matéria-prima. O produto é fornecido em uma seringa de vidro luer lock para injetar na pele e com implantes. O ácido hialurônico se decompõe paulatinamente no corpo e durante este período ele mantém o tecido estendido. MONALISA é esterilizado em calor úmido.

**C USO PRETENDIDO**

Preenchimento temporário das rugas faciais  
Preenchimento temporário das rugas faciais

**D INDICAÇÕES**

- Preenche antes de uso
- Verificar se o prazo de validade e a integridade da embalagem e se a seringa se passou o prazo de validade e também se a embalagem exterior estiver danificada ou aberta.
- Informar ao paciente sobre indicações, contraindicações, precauções, etc.
- Examinar o paciente antes do tratamento. Para preenchimento de rugas e rugas recomendado a anestesia topical ou local. Preenchimento dos lábios é feito unicamente anestesiado.
- As injeções corretas são muito importantes para um bom resultado. Antes da primeira sessão entre em contato com o fabricante para obter informações adicionais sobre as técnicas de injeção.
- O tratamento deve ser administrado apenas por um profissional medicalmente habilitado.
- Indicação de uso
- Para que é importante o uso de agulha de tamponamento padrão Luer lock e a câmara esterilizada.
- A agulha deve ser introduzida corretamente à seringa. O encane deve poder resultar da agulha com a seringa. Segurar com uma mão o encaixe Luer e com outra mão a agulha Rosquear a agulha no encaixe Luer da seringa até sentir uma resistência.
- A área a ser tratada deve ser desinfetada com uma solução antisséptica apropriada.
- Não dobrar a agulha para evitar o dano dela.
- MONALISA destinada a aplicação intradérmica e subcutânea.
- Antes de iniciar a injeção, retire todo o ar da agulha empurrando o émbolo até que uma gota apareça na ponta da agulha.
- E recomendado a absorção antes de aplicar. O conteúdo deve ser injetado na pele retraindo lentamente a agulha para trás.
- A injeção precisa ser interrompida antes da retirada da agulha.
- A agulha ou câmara deve ser trocada cada vez que injete numa outra parte.
- A área tratada deve ser massageada suavemente para que o resultado esteja bem distribuído.
- O tratamento deve ser feito a ter um melhor resultado. Ajustar o seu dependendo da avaliação do profissional ou do preferencial do paciente.
- Forma de descarte do produto
- As agulhas, câmaras e produtos utilizados devem ser descartados imediatamente.
- Os produtos remanescentes não podem ser reutilizados por perigo de contaminação, infecção, distorção, etc.
- Por ser um DISPOSITIVO MEDICO UNICO ESTA PROIBIDO REPROCESSAR, DESECHABLE.

**E PRECAUÇÕES PARA O USO**

- Advertências
  - MONALISA é apenas para aplicação intradérmica.
  - Uma injeção acidental em vasos sanguíneos pode causar oclusão vascular, isquemia, necrose, etc.
  - Pode haver efeitos colaterais graves como perda de visão ao injetar em vasos sanguíneos. Não injetar na zona periorbitária na zona glábera e tomar cuidado especial ao injetar na hora do tratamento.
  - Em caso de empalidecimento da pele, a injeção precisa ser interrompida imediatamente e a área deve ser massageada até que a sua coloração normal seja recuperada.
  - Não injetar em pacientes com problemas de coagulação ou que estejam utilizando trombolíticos e antiocoagulantes.
  - Não empalidecer, destinar-se a um único.
  - Não misturar com outros produtos antes de injeção.
  - Precauções de idade mínima, sexo e estado de saúde
  - Não utilizar em áreas com implantes injetáveis de outro fabricante ou em áreas não injetáveis.
  - Após a injeção o paciente deve minimizar a exposição prolongada ao sol ou ao frio, pelo menos até acalmar o edema ou vermelhidão inicial.
  - O tratamento com laser, peeling químico e outros tratamentos para renovação da pele, antes da recuperação após a injeção de MONALISA pode causar inflamação.
  - Se a injeção de grande quantidade ou injeção subcutânea resultar em edema, pode causar inflamação, podendo também causar inflamação.
  - Uma injeção de grande quantidade ou injeção demasiada superficial pode causar formação de nódulos palpáveis.
  - Não estão estabelecidos a estabilidade e eficácia de tratamento de aumento de lábio.
  - Não injetar em pacientes grávidas ou amamentando e crianças.
  - Precauções sobre efeito adverso, efeito colateral, reações inesperadas
  - Após o tratamento pode ocorrer algumas reações com predileção para injeção, tais como vermelhidão, edema, dor, coceira, hematomas e dor opressiva. Estes normalmente desaparecem espontaneamente.
  - Seguir abaixo os efeitos adversos investigados pela gestante em famílias de produtos.
  - Com frequência a prox. de 1/10,000 a 20,000: edema, hematomas, vermelhidão, compressão, dor, dor opressiva.
  - Com frequência a prox. de 1/50,000: infecção, inflamação, descoloração, formação de nódulos, pápula.
  - Ocasionalmente: coceira, hiperpigmentação, reacção de hipersensibilidade, dor no nariz, dor no rosto, acne, granulomas, hóvio, endurecimento, edema, dor de pele, redução na duração do efeito do implante, isquemia, necrose, telangiectasia.
  - Foi reportado perturbações visuais por uma injeção acidental em vasos sanguíneos de rosto.
  - O tratamento deve ser administrado apenas por um profissional medicalmente habilitado.
  - Instrução de uso
  - Para que é importante o uso de agulha de tamponamento padrão Luer lock e a câmara esterilizada.
  - A agulha deve ser introduzida corretamente à seringa. O encane deve poder resultar da agulha com a seringa. Segurar com uma mão o encaixe Luer e com outra mão a agulha. Rosquear a agulha no encaixe Luer da seringa até sentir uma resistência.
  - A área a ser tratada deve ser desinfetada com uma solução antisséptica apropriada.
  - Não dobrar a agulha para evitar o dano dela.
  - MONALISA destinada a aplicação intradérmica e subcutânea.
  - Antes de iniciar a injeção, retire todo o ar da agulha empurrando o émbolo até que uma gota apareça na ponta da agulha.
  - E recomendado a absorção antes de aplicar. O conteúdo deve ser injetado na pele retraindo lentamente a agulha para trás.
  - A injeção precisa ser interrompida antes da retirada da agulha.
  - A agulha ou câmara deve ser trocada cada vez que injete numa outra parte.
  - A área tratada deve ser massageada suavemente para que o resultado esteja bem distribuído.
  - O tratamento deve ser feito a ter um melhor resultado. Ajustar o seu dependendo da avaliação do profissional ou do preferencial do paciente.
  - Forma de descarte do produto
  - As agulhas, câmaras e produtos utilizados devem ser descartados imediatamente.
  - Os produtos remanescentes não podem ser reutilizados por perigo de contaminação, infecção, distorção, etc.
  - Por ser um DISPOSITIVO MEDICO UNICO ESTA PROIBIDO REPROCESSAR, DESECHABLE.

**F Peso e unidade de embalagem**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**G Cuidados com o armazenamento**

- Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
- Armazenar em local que não receba luz solar direta
- Não congelar

**H Prazo de validade**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**I Precauções para o uso**

1. Advertências

- MONALISA é apenas para aplicação intradérmica.

- Uma injeção acidental em vasos sanguíneos pode causar oclusão vascular, isquemia, necrose, etc.

- Pode haver efeitos colaterais graves como perda de visão ao injetar em vasos sanguíneos. Não injetar na zona periorbitária na zona glábera e tomar cuidado especial ao injetar na hora do tratamento.

- Em caso de empalidecimento da pele, a injeção precisa ser interrompida imediatamente e a área deve ser massageada até que a sua coloração normal seja recuperada.

- Não injetar em pacientes com problemas de coagulação ou que estejam utilizando trombolíticos e antiocoagulantes.

- Não empalidecer, destinar-se a um único.

- Não misturar com outros produtos antes de injeção.

- Precauções de idade mínima, sexo e estado de saúde

- Não utilizar em áreas com implantes injetáveis de outro fabricante ou em áreas não injetáveis.

- Após a injeção o paciente deve minimizar a exposição prolongada ao sol ou ao frio, pelo menos até acalmar o edema ou vermelhidão inicial.

**J Spécies de injeção**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**K Cuidados com o armazenamento**

1. Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
2. Armazenar em local que não receba luz solar direta
3. Não congelar

**L Prazo de validade**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**M Precauções para o uso**

1. Advertências

- MONALISA é apenas para aplicação intradérmica.

- Uma injeção acidental em vasos sanguíneos pode causar oclusão vascular, isquemia, necrose, etc.

- Pode haver efeitos colaterais graves como perda de visão ao injetar em vasos sanguíneos. Não injetar na zona periorbitária na zona glábera e tomar cuidado especial ao injetar na hora do tratamento.

- Em caso de empalidecimento da pele, a injeção precisa ser interrompida imediatamente e a área deve ser massageada até que a sua coloração normal seja recuperada.

- Não injetar em pacientes com problemas de coagulação ou que estejam utilizando trombolíticos e antiocoagulantes.

- Não empalidecer, destinar-se a um único.

- Não misturar com outros produtos antes de injeção.

- Precauções de idade mínima, sexo e estado de saúde

- Não utilizar em áreas com implantes injetáveis de outro fabricante ou em áreas não injetáveis.

- Após a injeção o paciente deve minimizar a exposição prolongada ao sol ou ao frio, pelo menos até acalmar o edema ou vermelhidão inicial.

**N Materiais de embalagem**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**O Cuidados com o armazenamento**

1. Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
2. Armazenar em local que não receba luz solar direta
3. Não congelar

**P Prazo de validade**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**Q Precauções para o uso**

1. Advertências

- MONALISA é apenas para aplicação intradérmica.

- Uma injeção acidental em vasos sanguíneos pode causar oclusão vascular, isquemia, necrose, etc.

- Pode haver efeitos colaterais graves como perda de visão ao injetar em vasos sanguíneos. Não injetar na zona periorbitária na zona glábera e tomar cuidado especial ao injetar na hora do tratamento.

- Em caso de empalidecimento da pele, a injeção precisa ser interrompida imediatamente e a área deve ser massageada até que a sua coloração normal seja recuperada.

- Não injetar em pacientes com problemas de coagulação ou que estejam utilizando trombolíticos e antiocoagulantes.

- Não empalidecer, destinar-se a um único.

- Não misturar com outros produtos antes de injeção.

- Precauções de idade mínima, sexo e estado de saúde

- Não utilizar em áreas com implantes injetáveis de outro fabricante ou em áreas não injetáveis.

- Após a injeção o paciente deve minimizar a exposição prolongada ao sol ou ao frio, pelo menos até acalmar o edema ou vermelhidão inicial.

**R Peso e unidade de embalagem**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**S Cuidados com o armazenamento**

1. Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
2. Armazenar em local que não receba luz solar direta
3. Não congelar

**T Prazo de validade**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**U Materiais de embalagem**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**V Cuidados com o armazenamento**

1. Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
2. Armazenar em local que não receba luz solar direta
3. Não congelar

**W Prazo de validade**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**X Precauções para o uso**

1. Advertências

- MONALISA é apenas para aplicação intradérmica.

- Uma injeção acidental em vasos sanguíneos pode causar oclusão vascular, isquemia, necrose, etc.

- Pode haver efeitos colaterais graves como perda de visão ao injetar em vasos sanguíneos. Não injetar na zona periorbitária na zona glábera e tomar cuidado especial ao injetar na hora do tratamento.

- Em caso de empalidecimento da pele, a injeção precisa ser interrompida imediatamente e a área deve ser massageada até que a sua coloração normal seja recuperada.

- Não injetar em pacientes com problemas de coagulação ou que estejam utilizando trombolíticos e antiocoagulantes.

- Não empalidecer, destinar-se a um único.

- Não misturar com outros produtos antes de injeção.

- Precauções de idade mínima, sexo e estado de saúde

- Não utilizar em áreas com implantes injetáveis de outro fabricante ou em áreas não injetáveis.

- Após a injeção o paciente deve minimizar a exposição prolongada ao sol ou ao frio, pelo menos até acalmar o edema ou vermelhidão inicial.

**Y Peso e unidade de embalagem**

Impresso na parte de baixo de embalagem

**Z Cuidados com o armazenamento**

1. Armazenar em temperatura ambiente (2-25°C)
2. Armazenar em local que não receba luz solar direta
3. Não congelar

**A Nome genérico do dispositivo**

Filler Dermico Injetável

**B Descripción**

- MONALISA es un dispositivo médico desechable que contiene el ácido hialurónico estabilizado de origen animal. Está contenido en una jeringa de cristal luer lock, lo que permite la inyección directa de la sustancia. Los componentes de la jeringa están esterilizados en la fabricación.
- Seguridad ed Eficacia: El aumento de volumen es proporcionado por la inyección de ácido hialurónico.
- Efectos secundarios: Los efectos secundarios más comunes son las arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Utilidad: Se usa para la corrección de arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Indicaciones: Se usa para la corrección de arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Precauciones: Se recomienda la inyección de ácido hialurónico en la piel.
- Uso: Se usa para la corrección de arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Contraindicaciones: No se recomienda la inyección de ácido hialurónico en la piel.
- Efectos secundarios: Los efectos secundarios más comunes son las arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Uso: Se usa para la corrección de arrugas y la apariencia temporal mejorada.
- Contraindicaciones: No se recomienda la inyección de ácido hialurónico en la piel.
- Efectos secundarios: Los efectos secundarios más comunes son las arrugas y la apariencia temporal